




nFlow™

Sistema CPAP nasal para bebés



Cuidados Intensivos ▪ Sistemas Respiratórios



nFlow™

Concebido para cuidar

Muitas vezes, os pacientes mais pequenos precisam dos maiores cuidados. Segurança e conforto são cruciais para contribuir para os primeiros passos na vida dos bebés.

CPAP A escolha para os bebés

O sistema Intersurgical nFlow oferece uma solução completa de cuidados para O CPAP para bebés com tecnologia de «mudança de gás», proporciona uma opção de «trabalhos respiratórios» de baixo volume como alternativa ao ventilador CPAP.

nFlow é compatível com unidades condutoras de fluxo concebidas para funcionar a gás tecnologia de mudança CPAP, que proporciona uma maior pressão no sistema associado a este tratamento.

O sistema nFlow


O sistema nFlow system é fornecido com gerador montado, fio aquecido, tubo articulado e tubo ajustável esgotado tipo Superset de 10mm para eliminação eficaz do gás. O sistema respiratório completo nFlow está livre de ftalato, inclusivé o tubo de diâmetro pequeno utilizado para monitorização e fornecimento de gás.

Uma escolha de interfaces para pacientes e toucas

Interfaces para pacientes e toucas são fornecidos separadamente de forma a evitar desperdícios. Utilize a tabela dos tamanhos para escolher a opção certa para o seu paciente.


o video de instalação nFlow está disponível em www.intersurgical.pt

Peça informações 



Uma escolha mais fácil

O sistema nFlow inclui duas tabelas de tamanhos, tornando mais simples a escolha do tamanho certo do interface e da touca para o conforto do seu paciente.



12 toucas
Disponíveis em separado em doze tamanhos codificados em cores. Cada touca inclui três fechos em Velcro® e pontos de fixação seguros.

Interface para pacientes
Máscaras e garras disponíveis em separado, e em quatro tamanhos. Fabricadas num agradável silicone suave para garantir uma aderência otimizada com o mínimo desperdício.





Para uma encomenda mais fácil. Para adquirir um sistema completo poderá escolher um código de produto de cada grupo assinalado de A a D. Em qualquer momento pode adquirir separadamente qualquer outro artigo de acordo com as suas necessidades.



Código	Descrição	Quantidade por caixa
--------	-----------	----------------------

A O sistema respiratório nFlow

	4700000	Sistema respiratório CPAP nFlow para bebés com fio aquecido, 1.6m	12
	4700001	Sistema respiratório CPAP nFlow para bebés com fio aquecido, 1.8m	10
	4700016	Sistema respiratório CPAP nFlow para bebés com fio aquecido Zcom linha de monitorização amovível, 1.6m	10
	4708000	Kit silenciador nFlow	50
	4700011	Apertos de toucas de substituição nFlow	60

B Toucas nFlow

		Tamanho	
	4707009	Touca para bebé nFlow, marinho	size 9 (40 - 42 cm) 10
	4707008	Touca para bebé nFlow, turquesa	size 8 (38 - 40 cm) 10
	4707007	Touca para bebé nFlow, laranja	size 7 (36 - 38 cm) 10
	4707006	Touca para bebé nFlow, vermelho	size 6 (34 - 36 cm) 10
	4707005	Touca para bebé nFlow, verde	size 5 (32 - 34 cm) 20
	4707004	Touca para bebé nFlow, laranja claro	size 4 (30 - 32 cm) 20
	4707003	Touca para bebé nFlow, azul	size 3 (28 - 30 cm) 20
	4707002	Touca para bebé nFlow, amarelo	size 2 (26 - 28 cm) 20
	4707001	Touca para bebé nFlow, cinzento escuro	size 1 (24 - 26 cm) 20
	4707110	Touca para bebé nFlow, rosa	size 0 (22 - 24 cm) 20
	4707100	Touca para bebé nFlow, cinzento	size 00 (20 - 22 cm) 20
	4707000	Touca para bebé nFlow, branco	size 000 (18 - 20 cm) 20

C Máscaras nasais nFlow

		Tamanho	
	4716000	Máscaras nasais nFlow	extra large 30
	4706000	Máscaras nasais nFlow	large 30
	4705000	Máscaras nasais nFlow	medium 30
	4704000	Máscaras nasais nFlow	small 30

D Garras nasais nFlow

		Tamanho	
	4703000	Garras nasais nFlow	large 30
	4702000	Garras nasais nFlow	medium 30
	4701000	Garras nasais nFlow	small 30
	4711000	Garras nasais nFlow	extra small 30

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir Poupe energia e papel. Se realmente tiver de imprimir este email por favor, faça-o em ambos os lados



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



Fabricante Intersurgical Ltd é certificado de acordo com ISO 9001:2015, ISO 13485:2003 e ISO 14001:2015



Distribuidor Intersurgical Portugal Lda é certificado de acordo com ISSO 9001:2015

IS1.16 PT • Issue 3 01.19