



Intersurgical i-flo™ Cânula nasal de alto fluxo



Cuidados Intensivos ▪ i-flo - Cânula nasal de alto fluxo

Intersurgical i-flo™ - Cânula nasal de alto fluxo

A cânula nasal i-flo da Intersurgical é uma interface do doente de uso único destinada à administração de Oxigenoterapia de Alto Fluxo (OAF). A cânula i-flo está disponível em três tamanhos e destina-se ao uso em doentes adultos em contexto hospitalar.

A OAF tornou-se numa das principais formas de suporte respiratório para doentes com insuficiência respiratória hipoxémica e considera-se que traz vários benefícios face a oxigenoterapias mais convencionais.

Estes benefícios incluem:

- Melhor oxigenação
- Menor trabalho respiratório
- Melhor limpeza de secreções
- Melhor tolerância pelo doente
- Intubação evitada^[1]

A cânula i-flo complementa a vasta gama de interfaces e sistemas respiratórios da Intersurgical, e o seu design discreto foi desenvolvido na ótica do desempenho e conforto do doente.

A i-flo inclui um número de características e benefícios únicos por forma a assegurar uma administração ótima de terapia de oxigénio de alto fluxo.



[1] Masaji Nishimura. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Adults: Physiological Benefits, Indication, Clinical Benefits, and Adverse Effects. Resp.Care 2016 Apr;61(4):529-41



Adaptável e seguro



O cotovelo rotativo até 180° único da i-flow permite posicionar o equipamento da cabeceira da cama de forma fácil e prática.



O sistema de gestão de tubos i-flow com clip e fita de fixação de nastro mantém segura a tubagem do sistema respiratório e permite ao doente realizar movimentos livremente, sem se preocupar com a remoção da cânula ou desconforto.

Confortável e estável



O design anatómico do suporte facial posiciona a alça acima das orelhas do doente, minimizando a fricção e o desconforto.

O suporte facial flexível e semirrígido também garante que a pressão da alça é distribuída da mesma forma em toda a face do doente. Isto aumenta a estabilidade e suporte da cânula e permite prevenir o desenvolvimento de "pontos quentes" devido à pressão.



Cânula i-flo™ Intersurgical

Código	Descrição	Qtd. por caixa
7300000	Cânula nasal de alto fluxo i-flo, adulto, pequeno	7
7301000	Cânula nasal de alto fluxo i-flo, adulto, médio	7
7302000	Cânula nasal de alto fluxo i-flo, adulto, grande	7

Pedir uma informação





O vídeo da instalação da i-flo está disponível em www.intersurgical.pt




Sistema respiratório com tubo articulado único


Código	Descrição	Qtd. por caixa
2060310	Tubo articulado Flextube com fio aquecido único, câmara de enchimento automático e tubo articulado suplente.	7



Câmara de humidificação



Clip de gestão de tubos



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
 Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
 T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



"O fabricante Intersurgical Ltd. está certificado com a ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015"

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir

Poupe energia e papel.

Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS1.53 PT • Issue 1 12.20