



# STARMed CaStar Up

Capacete que abre para terapia CPAP



Cuidados Intensivos ▪ Interfaces do doente ▪ **STARMed**

## Capacete CPAP StarMed CaStar Up que abre

### StarMed CaStar Up

O CaStar Up que abre é uma interface CPAP para o paciente, confortável, versátil e leve, concebido para oferecer uma alternativa aos métodos tradicionais de terapia CPAP. O CaStar Up é bem tolerado por longos períodos e pode reduzir os riscos associados tanto com a entubação endotraqueal, como com o uso de máscara facial. Pode ser utilizado em posição semi-reclinada, supina e decúbito ventral, proporcionando uma alternativa ideal para a terapia CPAP.

### Vantagens

- Permite o rápido acesso ao paciente durante o procedimentos de enfermagem ou em caso de emergência
- Uma pessoa pode remover facilmente a parte superior do capacete e ter pleno acesso ao doente
- Sondas e cateteres podem permanecer no seu lugar, no paciente, ligados à parte inferior do capacete

### Características técnicas

- Fabricado a partir de materiais sem ftalatos
- Conectores 22M/22F em conformidade com a norma ISO
- Equipado com manómetro integrado para verificar a presença de pressão no interior do capacete
- Almofada de pescoço insuflável integrada para maior conforto do paciente
- Cintas de fixação das axilas confortáveis e atraumáticas
- Se necessário, estão disponíveis outros acessórios de fixação
- Duas portas de acesso seladas versáteis adequadas para sondas ou cateteres de lúmen simples ou múltiplos
- Novo design da porta de acesso ao paciente. Equipada com válvula anti-asfixia bidirecional que abre automaticamente em caso de falha de pressão
- A vedação hermética do sistema é conseguida através de uma membrana elástica em contacto com a parte superior do tronco quando o capacete é insuflado

Leia sobre mais evidências em [www.intersurgical.pt](http://www.intersurgical.pt)

**Porta de acesso ao paciente redesenhada**  
Com válvula anti-asfixia bidirecional

**PHT**

**Transparente**  
Para facilitar a monitorização do paciente

**Manómetro de pressão integrado**

**Fácil remoção**  
Para acesso rápido ao paciente

**Novo design das portas de acesso seladas**  
Mais perto das vias respiratórias do paciente

## Capacete CaStar Up para CPAP que abre com almofada de pescoço insuflável com válvula anti-asfixia bidirecional e porta de acesso ao paciente\*

Código	Tamanho	Circunferência do pescoço	Qtd. Caixa
CA012XXL/2	Extra Extra Grande	≥50cm	5
CA012XL/2	Extra Grande	45-52cm	5
CA012L/2	Grande	40-47cm	5
CA012M/2	Médio	34-41cm	5
CA012S/2	Pequeno	27-34cm	5
CA012XS/2	Extra Pequeno	17-27cm	5



[www.intersurgical.pt/info/starmed](http://www.intersurgical.pt/info/starmed)

▶ Vídeo disponível em [www.intersurgical.pt](http://www.intersurgical.pt)

Pedir uma informação

\*Válvula e tubos PEEP não incluídos, devem ser encomendados separadamente. Consultar o website para conhecer a gama de acessórios.



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,  
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal  
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 [info@intersurgical.pt](mailto:info@intersurgical.pt) [www.intersurgical.pt](http://www.intersurgical.pt)



Fabricante:  
Intersurgical S.p.A.  
Mirandola (MO) Itália

**Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir**  
Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS1.31\_PT • Issue 7 06.20