



Válvulas PEEP e acessórios para os capacetes StarMed



Cuidados Intensivos ▪ Interfaces do doente ▪ **STARMed**

Válvulas PEEP

Válvulas PEEP ajustáveis para terapia CPAP



Código	Conexão	Qtd. Caixa
SPV 20	22 mm macho	10
SPV22F	22 mm fêmea	10
SPV30F	30 mm fêmea	10

Válvula de sobrepressão

Válvula de sobrepressão para



Código	Conexão	Qtd. Caixa
CP922	Válvula de sobrepressão	10

Acessórios



STR/028

STR/014

STR/019

CP903

CP908

CP917

SPV108

CP924

CP900

CP920

CP906

CP912

Código	Descrição	Qtd. Caixa
STR/028	Acessório nebulizador, completo com boquilha para o fornecimento de medicamentos nebulizados durante a terapia CPAP ou a VNI	5
STR/014	22F/22F adaptador reto para ligar o capacete a algumas configurações de sistemas de respiração	10
STR/019	22F tampa para a oclusão do lado expiratório do capacete em algumas configurações de sistemas respiratórios	10
CP903	Insuflador de cuff para insuflar a almofada de pescoço integrada, presente em algumas gamas de capacetes	5
CP908	Tampões auditivos para melhorar o conforto do doente durante a terapia	25
CP917	Adaptador 22F/22F com manómetro integrado para converter qualquer capacete de VNI num capacete para CPAP	5
SPV108	Adaptador 22F/22F com manómetro integrado e válvula PEEP ajustável para converter qualquer capacete de VNI para uma utilização imediata em terapia CPAP	10
CP924	Controlador de fluxo VentuPlus Venturi	10
CP900	Cintas das axilas sobressalentes Fixações standard sobressalentes para capacetes CaStar e Ventukit para adultos	5
CP920	Cintas das axilas sobressalentes para CaStar Up. Fixações sobressalentes para série de capacete CaStar Up adulto destacável	5
CP906	Cintas elásticas com ranhuras para fixação à cama. Um sistema alternativo de fixação do capacete	5
CP912	Arnês para crianças pequenas. Sistemas de fixação sobressalentes para capacete Infant Low. Disponível também para Infant High (ref. CP913)	5



www.intersurgical.pt/info/starmed

Pedir uma informação



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



Fabricante:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Itália

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir
Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS1.47_PT • Issue 4 06.20