




Gama de Terapia PEEP Pressão Positiva Expiratória



Oxigenoterapia e Aerossolterapia ▪ Fisioterapia Respiratória

A gama de terapia PEEP da Intersurgical

A Intersurgical oferece uma gama de produtos para a terapia de pressão positiva expiratória. O formato modular do produto permite que os clínicos escolham entre 9 códigos de cor de resistores PEEP e duas interfaces de paciente. A peça em T PEEP tem um bocal que pode ser facilmente trocado por uma máscara, se necessário. Um manómetro de pressão pode ser conectado ao sistema, utilizando o conector de manómetro PEEP (1956020) criado para ser encaixado entre a peça em T e o resistor PEEP.

Entrada da Interface para Pacientes



Estão disponíveis 9 códigos de cor de resistores.
É selecionado o resistor adequado ao paciente. Aparelho de simples utilização.



Máscara ClearLite™, tamanho 4

Código	Descrição	Cor	Qtd. Caixa
Os resistores PEEP estão embalados em sacos de 10 unidades			
8020060	Resistor PEEP 6.0mm, roxo, utilização em paciente único		100
8020050	Resistor PEEP 5.0mm, castanho, utilização em paciente único		100
8020045	Resistor PEEP 4.5mm, vermelho, utilização em paciente único		100
8020040	Resistor PEEP 4.0mm, laranja, utilização em paciente único		100
8020035	Resistor PEEP 3.5mm, verde, utilização em paciente único		100
8020030	Resistor PEEP 3.0mm, azul, utilização em paciente único		100
8020025	Resistor PEEP 2.5mm, amarelo, utilização em paciente único		100
8020020	Resistor PEEP 2.0mm, branco, utilização em paciente único		100
8020015	Resistor PEEP 1.5mm, preto, utilização em paciente único		100
Peça em T PEEP, interfaces de paciente e conectores			
1956014	Peça em T PEEP, entrada de inalação-22M/15F-22M com válvula e bocal unidirecional, 22F, utilização em paciente único		80
1956020	Conector de manómetro PEEP, 15M, 22M/15F, 6mm cotovelo com tubo		40
7296001	ClearLite, máscara facial de anestesia, tamanho 6, adulto muito grande, vedante vermelho, sem aro de fixação		20
7295001	ClearLite, máscara facial de anestesia, tamanho 5, adulto grande, vedante laranja, sem aro de fixação		35
7294001	ClearLite, máscara facial de anestesia, tamanho 4, adulto médio, vedante verde, sem aro de fixação		35
7293001	ClearLite, máscara facial de anestesia, tamanho 3, adulto pequeno, vedante amarelo, sem aro de fixação		35
7292001	ClearLite, máscara facial de anestesia, tamanho 2, pediátrica, vedante branco, sem aro de fixação		25

IS10.37 PT • Issue 5 02.24



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd. está certificado segundo as normas ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e MDSAP

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir. Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.