



Gama de Terapia PEP Pressão Expiratória Positiva



Oxigenoterapia e Aerossolterapia ▪ Fisioterapia Respiratória



A gama de terapia PEP da Intersurgical

A Intersurgical oferece uma gama de produtos para a terapia de pressão positiva expiratória. O formato modular do produto permite que os clínicos escolham entre 9 códigos de cor de resistores PEP e duas interfaces de paciente. A peça em T PEP tem um bocal que pode ser facilmente trocado por uma máscara, se necessário. Um manómetro de pressão pode ser conectado ao sistema, utilizando o conector de manómetro PEP (1956020) criado para ser encaixado entre a peça em T e o resistor PEP.

Entrada da Interface para Pacientes

Bocal com peça em T

Entrada expiratória

Resistor

Bocal e peça em T de PEP

Entrada de inspiração não standard

Reduz o risco de ligações incorrectas

Válvula inspiratória de um sentido



Estão disponíveis 9 códigos de cor de resistores.
É selecionado o resistor adequado ao paciente. Aparelho de simples utilização.



Máscara ClearLite™, tamanho 4

Código	Descrição	Cor	Qtd. Caixa
Os resistores PEP estão embalados em sacos de 10 unidades			
8020060	Resistor PEP 6.0mm, roxo, utilização em paciente único		100
8020050	Resistor PEP 5.0mm, castanho, utilização em paciente único		100
8020045	Resistor PEP 4.5mm, vermelho, utilização em paciente único		100
8020040	Resistor PEP 4.0mm, laranja, utilização em paciente único		100
8020035	Resistor PEP 3.5mm, verde, utilização em paciente único		100
8020030	Resistor PEP 3.0mm, azul, utilização em paciente único		100
8020025	Resistor PEP 2.5mm, amarelo, utilização em paciente único		100
8020020	Resistor PEP 2.0mm, branco, utilização em paciente único		100
8020015	Resistor PEP 1.5mm, preto, utilização em paciente único		100
Peça em T PEP, interfaces de paciente e conectores			
1956014	Peça em T PEP, entrada de inalação-22M/15F-22M com válvula e bocal unidirecional, 22F, utilização em paciente único		80
1956020	Conector de manómetro PEP, 15M, 22M/15F, 6mm cotovelo com tubo		40
7296001	ClearLite, máscara facial de anestesia, tamanho 6, adulto muito grande, vedante vermelho, sem aro de fixação		20
7295001	ClearLite, máscara facial de anestesia, tamanho 5, adulto grande, vedante laranja, sem aro de fixação		35
7294001	ClearLite, máscara facial de anestesia, tamanho 4, adulto médio, vedante verde, sem aro de fixação		35
7293001	ClearLite, máscara facial de anestesia, tamanho 3, adulto pequeno, vedante amarelo, sem aro de fixação		35
7292001	ClearLite, máscara facial de anestesia, tamanho 2, pediátrica, vedante branco, sem aro de fixação		25

IS10.37 PT • Issue 5 02.24



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd.
está certificado segundo as normas
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 e MDSAP

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir
Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta
informação, imprima em ambos os lados da folha.