

# Cânulas Guedel Intersurgical

## Nova especificação de cores ISO 5364:2016

### Requisito de alteração de cores










A Intersurgical procedeu à atualização de quatro tamanhos das suas cânulas guedel por forma a cumprir o sistema de codificação por cores especificado na ISO 5364:2016. As alterações de tamanho são as seguintes:

- Tamanho 3.5 ISO; de rosa para verde-claro
- Tamanho 6.5 ISO; de branco para castanho
- Tamanho 7.0 ISO; de amarelo para branco
- Tamanho 9.0 ISO; de laranja para amarelo

Cada departamento terá de ponderar localmente o modo de implementação desta alteração, uma vez que o stock existente poderá demorar algum tempo a ser escoado.



*Quatro tamanhos de cânulas guedel da Intersurgical sujeitos a alteração de cores para cumprirem a norma atualizada.*

Código de produto	Tamanho Intersurgical	Tamanho ISO	Cor Intersurgical anterior		Nova cor de acordo com a ISO	
1000035 (S*)	000	3.5	Rosa		<b>Verde-claro</b>	<b>NOVO</b>
1100050 (S*)	00	5.0	Azul		Azul	
1110055 (S*)	0	5.5	Cinzentos		Cinzentos	
1111065 (S*)	1	6.5	Branco		<b>Castanho</b>	<b>NOVO</b>
1111570 (S*)	1.5	7.0	Amarelo		<b>Branco</b>	<b>NOVO</b>
1112080 (S*)	2	8.0	Verde		Verde	
1113090 (S*)	3	9.0	Laranja		<b>Amarelo</b>	<b>NOVO</b>
1114100 (S*)	4	10.0	Vermelho		Vermelho	
1115120 (S*)	5	12.0	Roxo		Roxo	

Esta alteração das cores aplica-se a todos os produtos de cânulas guedel da Intersurgical, incluindo as opções embaladas a granel.

(S\*) Adicione um "S" ao código de sete dígitos para obter a versão estéril deste produto, por ex. 5000000S

Para mais informações, consulte [www.intersurgical.com/info/guedelairway](http://www.intersurgical.com/info/guedelairway)