




Sistemas respiratórios modulares anestésicos

Priorizando a segurança do paciente, proporcionando escolha clínica



Anestesia ▪ Sistemas respiratórios anestésicos

Um novo padrão de atendimento

Os sistemas respiratórios modulares anestésicos da Intersurgical são uma nova gama de sistemas respiratórios padrão projetados para ajudar a melhorar segurança e atender a maioria das situações clínicas, melhorando a gestão de stock e reduzindo o desperdício

“Todos os sistemas se beneficiam de uma linha de monitorização integrada e do aditivo antimicrobiano Silver Knight™, melhorando a segurança do paciente e reduzindo o risco de contaminação cruzada na sala de cirurgia.”

Uma escolha de sistemas respiratórios Flextube™ ou UniFlow™ em uma variedade de comprimentos de tubo de 1,6m a 5,6m e a opção de tubos articulados Compact™ ou Flextube™.

Para facilitar a referência, os novos sistemas respiratórios modulares anestésicos usam os últimos 2 dígitos de cada código de produto para indicar o comprimento do sistema respiratório ou tubo. Por exemplo, 2919016 tem 1,6 m de comprimento

A Selecione o tipo e comprimento do sistema respiratório necessário

Sistemas respiratórios UniFlow™ Silver Knight™ — disponíveis em 4 comprimentos

Assista o vídeo

Linha de monitorização integral

Minimiza o risco de desconexão ou a possibilidade da linha de monitorização ficar presa/emaranhada

Grande lúmen externo de 30 mm de diâmetro

Garantir que a resistência ao fluxo dos gases expirados seja mantida ao mínimo

Conectores de pressão e torção

Garante um ajuste seguro e sem vazamentos sempre




Cada sistema UniFlow vem completo com um teste de fuga

Fácil de testar a integridade do interior lúmen conforme recomendado pela AAGBI¹

Silver Knight

Proteção antimicrobiana, reduzindo as bactérias em 99,9%





Sistemas respiratórios Flextube™ Silver Knight™ — disponíveis em 7 comprimentos


Assista o vídeo

Conexões reduzidas

Minimiza o risco de desconexão ou possibilidade da linha de monitorização ficar preso/enrolado

Linha de monitorização integral

Minimiza o risco de desconexão ou a possibilidade da linha de monitorização ficar presa/emaranhada



Conectores de pressão e torção

Garante um ajuste seguro e sem vazamentos sempre



Silver Knight™

Proteção antimicrobiana, reduzindo as bactérias em 99,9%



B Selecione seu tubo articulado, se necessário



Tubo articulado Compacto

ou

Tubo articulado Silver Knight



Os membros estão disponíveis em comprimentos variados de 0,8 a 3 m, dependendo do tipo de tubo escolhido.

A

+

B

=

Um sistema completo pronto para uso

Priorizando a segurança do paciente, proporcionando escolha clínica



Informações sobre pedidos

Código	Descrição	Caixa	Qtd.Qtd.
A Sistemas de respiração Flextube™ Silver Knight™		Faça uma pergunta	
2016016	Sistema respiratório antimicrobiano Flextube Silver Knight de 22 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 1,6 m	12	
2016024	Sistema respiratório antimicrobiano Flextube Silver Knight de 22 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 2,4 m	8	
2016032	Sistema respiratório antimicrobiano Flextube Silver Knight de 22 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 3,2 m	5	
2016036	Sistema respiratório antimicrobiano Flextube Silver Knight de 22 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 3,6 m	8	
2016040	Sistema respiratório antimicrobiano Flextube Silver Knight de 22 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 4,0 m	4	
2016048	Sistema respiratório antimicrobiano Flextube Silver Knight de 22 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 4,8 m	4	
2016056	Sistema respiratório antimicrobiano Flextube Silver Knight de 22 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 5,6 m	6	
Sistemas de respiração Uniflow™ Silver Knight™		Faça uma pergunta	
2919016	Sistema respiratório coaxial antimicrobiano Uniflow Silver Knight de 30 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 1,6 m	8	
2919024	Sistema respiratório coaxial antimicrobiano Uniflow Silver Knight de 30 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 2,4 m	10	
2919032	Sistema respiratório coaxial antimicrobiano Uniflow Silver Knight de 30 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 3,2 m	15	
2919048	Sistema respiratório coaxial antimicrobiano Uniflow Silver Knight de 30 mm com bolsa de 2 L e linha de monitorização integral, ≥ 4,8 m	10	
B Tubo articulado Compact™		Faça uma pergunta	
2016115	Tubo articulado Compact de 22 mm, ≥ 1,5 m	100	
2016120	Tubo articulado Compact de 22 mm, ≥ 2,0 m	100	
2016130	Tubo articulado Compact de 22 mm, ≥ 3,0 m	100	
Tubo articulado Flextube™ Silver Knight™		Faça uma pergunta	
2016208	22mm Flextube Silver Knight membro antimicrobiano, ≥ 0,8 m	15	
2016212	22mm 22mm Flextube Silver Knight tubo articulado antimicrobiano, ≥ 1,2 m	30	
2016216	22mm 22mm Flextube Silver Knight tubo articulado antimicrobiano, ≥ 1,6 m	25	
2016224	22mm 22mm Flextube Silver Knight tubo articulado antimicrobiano, ≥ 2,4 m	25	

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir

Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS5.37 PT • issue 3 06.24

 Silver Knight

Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd é certificado
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 e MDSAP



Intersurgical Portugal
Unipessoal, Lda está
certificado com a ISO 9001