



AccuPAP™

Sistema de terapia de pressão positiva nas vias aéreas



Terapia de oxigénio e aerossol ▪ Pulmodyne®



AccuPAP™

O sistema AccuPAP foi concebido para fornecer pressão positiva nas vias respiratórias indicada para a prevenção ou reversão de atelectasias em doentes adultos. O AccuPAP inclui PEEP ajustável, o que permite ao profissional de saúde fornecer níveis de pressão de acordo com as necessidades de cada doente. A PEEP pode ser ajustada sem que seja necessário alterar o caudal de gás de entrada.

PEEP ajustável
5/10/15/20cm H₂O

Ligação de entrada do gás de alimentação

Arrastamento de ar ambiente



DPM™ (Manómetro de pressão descartável)

Porta a ligar
Manómetro de pressão descartável

Bocal



Code	Description	Box Qty.
313-6000	AccuPAP com bocal e tubo de oxigénio, 2,1 m	10
313-6001	AccuPAP com bocal, manómetro de pressão descartável e tubo de oxigénio, 2,1 m	10

Pedir informações

Ver vídeo

O AccuPAP e o DPM são fabricados pela Pulmodyne Inc, EUA, e distribuídos pela Intersurgical Ltd



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177, Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda está certificado com a ISO 9001

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir
Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS10.40 PT • Issue 7 07.24