



AccuPAP™

Sistema de terapia de pressão positiva nas vias aéreas



Terapia de oxigénio e aerossol ▪ Pulmodyne®



AccuPAP™

O sistema AccuPAP foi concebido para fornecer pressão positiva nas vias respiratórias indicada para a prevenção e tratamento de atelectasias. O AccuPAP inclui PEEP ajustável, o que permite ao profissional de saúde fornecer níveis de pressão de acordo com as necessidades de cada doente. A PEEP pode ser ajustada sem que seja necessário alterar o caudal de gás de entrada.

PEEP ajustável
5/10/15/20cm H₂O

Ligação de entrada do gás de alimentação

Arrastamento de ar ambiente



DPM™ (Manómetro de pressão descartável)

Porta a ligar Manómetro de pressão descartável

Bocal

Code	Description	Box Qty.
313-6000	AccuPAP com bocal e tubo de oxigénio, 2,1 m	10
313-6001	AccuPAP com bocal, manómetro de pressão descartável e tubo de oxigénio, 2,1 m	10

Pedir informações

Ver vídeo

O AccuPAP e o DPM são fabricados pela Pulmodyne Inc, EUA, e distribuídos pela Intersurgical Ltd

Pense antes de imprimir Poupe energia e papel. Se tiver de imprimir esta folha de informação, imprima-a em frente e verso.

IS10.40 PT • Issue 6 06.24



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA