




## Solus™ máscara laringea

Uma gama completa de máscaras laringeas para via aérea descartáveis



Gestão das vias aéreas ▪ Dispositivos para as vias aéreas

## Solus™ máscara laringea

Uma gama completa de máscaras laringeas para via aérea descartáveis indicadas para anestesia e emergência.

Desenvolvidas indo de encontro às necessidades de uma variedade de cenários clínicos, todas as máscaras laringeas Solus são de uso único, isentas de latex e esterilizadas.

### Material com baixo atrito

Inserção e remoção atraumática

### Cuff com formato clássico

Fiabilidade reconhecida

### Informação Essencial

Claramente visível para rápida referência



### Linha para insuflação integrada

Reduz o risco de dano durante a utilização

### Válvula de alta Qualidade

Garantindo a integridade contínua do cuff



Ver vídeo


### Solus Padrão

Utilizando materiais criteriosamente selecionados, Solus Standard é fabricado com a qualidade, flexibilidade e resistência necessárias para um desempenho eficaz numa ampla variedade de situações clínicas exigentes, incluindo anestesia pediátrica. Disponível numa gama de tamanhos completa, de adulto a recém nascido.



Pedir informações

Código	Descrição	Tamanho	Peso	Caixa Qtd.
8005000	Máscaras laringeas Solus Padrão	5 Adulto grande	70+kg	20 
8004000	Máscaras laringeas Solus Padrão	4 Adulto médio	50–70kg	20 
8003000	Máscaras laringeas Solus Padrão	3 Adulto pequeno	30–50kg	20 
8025000	Máscaras laringeas Solus Padrão	2.5 Pediátrico grande	20–30kg	20 
8002000	Máscaras laringeas Solus Padrão	2 Pediátrico pequeno	10–20kg	20 
8015000	Máscaras laringeas Solus Padrão	1.5 Lactente	5–10kg	20 
8001000	Máscaras laringeas Solus Padrão	1 Recém nascido	<5kg	20 



## Solus™ Suave

Solus Satin é a nossa linha de máscaras laringeas descartáveis que apresenta um tubo para via aérea mais suave disponibilizando mais flexibilidade.



Pedir informações

Código	Descrição	Tamanho	Peso	Caixa Qtd.
8005003	Máscaras laringeas Solus Suave	5 Adulto grande	70+kg	20 
8004003	Máscaras laringeas Solus Suave	4 Adulto médio	50–70kg	20 
8003003	Máscaras laringeas Solus Suave	3 Adulto pequeno	30–50kg	20 

## Solus™ compatíveis com RM

Uma gama de máscaras laringeas para via aérea descartáveis que inclui uma válvula de insuflação especialmente desenvolvida em material não ferroso, garantindo a não interferência com imans dos equipamentos MRI. A válvula em plástico garante completa fiabilidade durante a vida útil de cada dispositivo.



Pedir informações

Código	Descrição	Tamanho	Peso	Caixa Qtd.
8005002	Máscaras laringeas Solus compatíveis com RM	5 Adulto grande	70+kg	20 
8004002	Máscaras laringeas Solus compatíveis com RM	4 Adulto médio	50–70kg	20 
8003002	Máscaras laringeas Solus compatíveis com RM	3 Adulto pequeno	30–50kg	20 
8025002	Máscaras laringeas Solus compatíveis com RM	2.5 Pediátrico grande	20–30kg	20 
8002002	Máscaras laringeas Solus compatíveis com RM	2 Pediátrico pequeno	10–20kg	20 
8015002	Máscaras laringeas Solus compatíveis com RM	1.5 Lactente	5–10kg	20 
8001002	Máscaras laringeas Solus compatíveis com RM	1 Recém nascido	<5kg	20 

## Solus Curva

Solus Curve é a nossa máscara laringea para quem prefere as características de inserção de um dispositivo com um tubo para via aérea curvo.



Pedir informações

Código	Descrição	Tamanho	Peso	Caixa Qtd.
8005050	Máscaras laringeas Solus Curva	5 Adulto grande	70+kg	20 
8004050	Máscaras laringeas Solus Curva	4 Adulto médio	50–70kg	20 
8003050	Máscaras laringeas Solus Curva	3 Adulto pequeno	30–50kg	20 

## Solus™ Flexível com reforço metálico

Solus Flexível disponibiliza a solução ideal para procedimentos com partilha da via aérea como estomatologia, oro, maxilofacial e oftalmologia onde a rigidez do dispositivo para via aérea pode interferir com o acesso cirúrgico. O tubo aramado reforçado permite flexão sem oclusão e pode ser movimentado a qualquer momento durante o procedimento sem interrupção da administração dos gases respiratórios.



Pedir informações

Código	Descrição	Tamanho	Peso	Caixa Qtd.
8005001	Máscaras laringeas Solus Flexível com reforço metálico	5 Adulto grande	70+kg	20 
8004001	Máscaras laringeas Solus Flexível com reforço metálico	4 Adulto médio	50–70kg	20 
8003001	Máscaras laringeas Solus Flexível com reforço metálico	3 Adulto pequeno	30–50kg	20 
8025001	Máscaras laringeas Solus Flexível com reforço metálico	2.5 Pediátrico grande	20–30kg	20 
8002001	Máscaras laringeas Solus Flexível com reforço metálico	2 Pediátrico pequeno	10–20kg	20 

 Estéril

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir

Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS6.1 PT ▪ Issue 15 06.24



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,  
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal  
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd. está certificado com a ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e MDSAP



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda está certificado com a ISO 9001