




BiTrac MaxShield Select™

Máscara facial total para ventilação não invasiva



Cuidados intensivos ▪ Pulmonary®



BiTrac MaxShield Select™

A nossa máscara facial total, a BiTrac MaxShield Select, evita o nariz e distribui a pressão por uma maior superfície, diminuindo simultaneamente a sensação de claustrofobia do doente. As uniões curvas substituíveis das máscaras reduzem significativamente o desperdício, uma vez que são fáceis de retirar e substituir quando os doentes passam de ventiladores padrão para aparelhos de ventilação binível.



Peça de cabeça respirável

3 tamanhos disponíveis

desde adulto extra grande
a adulto pequeno

Fixações robustas

Bloqueio do tipo baioneta

para uma união curva segura

Vedante de silicone macio

Uniões curvas substituíveis

para se adaptarem às
necessidades do doente



Uniões curvas substituíveis

Código	Descrição	Qtd. Caixa
313-9599	União curva padrão não ventilada substituível BiTrac Select™	10
313-9593	União curva ventilada substituível com válvula antiasfixia BiTrac Select	10
313-9598	União curva não ventilada substituível com válvula antiasfixia BiTrac Select	10
313-9596	União curva não ventilada substituível com válvula antiasfixia e porta para broncoscópio BiTrac Select	10
313-9597	União curva não ventilada substituível com porta para broncoscópio BiTrac Select	10



Máscara facial total BiTrac MaxShield Select™ com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia

Código	Descrição	Qtd. Caixa
313-9555	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia, extra grande	10
313-9552	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia, grande	10
313-9554	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia, pequeno	10



Máscara facial total BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível

Code	Description	Box Qty.
313-9556	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível, extra grande	10
313-9553	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível, grande	10
313-9551	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível, pequeno	10



Máscara facial total BiTrac MaxShield Select com união curva não ventilada substituível com válvula antiasfixia

Code	Description	Box Qty.
313-9559	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva não ventilada substituível com válvula antiasfixia, extra grande	10
313-9558	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva não ventilada substituível com válvula antiasfixia, grande	10
313-9557	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva não ventilada substituível com válvula antiasfixia, pequeno	10

**Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select™ com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia**

Código	Descrição	Qtd. Caixa
313-9527	Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia e tubo de extensão de 15 cm com conector rotativo de 22 M, extra pequeno	10
 313-9526	Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia e tubo de extensão de 15 cm com conector rotativo de 22 M, extra extra pequeno	10

**Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível**

Código	Descrição	Qtd. Caixa
 313-9525	Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível, extra pequeno	10
313-9524	Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível, extra extra pequeno	10

Peça de cabeça sobresselente

Código	Descrição	Qtd. Caixa
313-8344	Peça de cabeça sobresselente para BiTrac MaxShield™, tamanho grande e extra grande	10
313-8347	Peça de cabeça sobresselente para BiTrac MaxShield, tamanho pequeno	10
313-9529	Peça de cabeça sobresselente para BiTrac MaxShield de criança, tamanho extra pequeno	10
313-9528	Peça de cabeça sobresselente para BiTrac MaxShield de criança, tamanho extra extra pequeno	10

 ilustração

A BiTrac Select, BiTrac MaxShield Select é fabricada pela Pulmonary Inc, EUA e distribuído pela Intersurgical Ltd

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir

Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS1.60_PT ▪ Edição 2 05.23



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt