



BiTrac MaxShield Select™

Máscara facial total de criança para ventilação não invasiva



Cuidados intensivos ▪ Pulmodyne®



BiTrac MaxShield Select™

A nossa máscara facial total de criança, a BiTrac MaxShield Select, evita o nariz e distribui a pressão por uma maior superfície, diminuindo simultaneamente a sensação de claustrofobia do doente. As uniões curvas substituíveis das máscaras reduzem significativamente o desperdício, uma vez que são fáceis de retirar e substituir quando os doentes passam de ventiladores padrão para aparelhos de ventilação binível.



3 tamanhos disponíveis

adulto pequeno, extra pequeno e extra extra pequeno

Peça de cabeça com toque muito suave

Fixações robustas

Bloqueio do tipo baioneta para uma união curva segura

Uniões curvas substituíveis para se adaptarem às necessidades do doente

Vedante de silicone macio

Máscara XS com união curva ventilada com válvula antiasfixia e tubo de extensão



Máscara XXS com união curva padrão não ventilada



Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select™ com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia

Código	Descrição	Qtd. Caixa
313-9527	Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia e tubo de extensão de 15 cm com conector rotativo de 22 M, extra pequeno	10
👁 313-9526	Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia e tubo de extensão de 15 cm com conector rotativo de 22 M, extra extra pequeno	10



Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível

Código	Descrição	Qtd. Caixa
👁 313-9525	Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível, extra pequeno	10
313-9524	Máscara facial total de criança BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível, extra extra pequeno	10



Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva substituível, pequeno

Código	Descrição	Qtd. Caixa
313-9554	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva ventilada substituível com válvula antiasfixia, pequeno	10
👁 313-9551	Máscara facial total de adulto BiTrac MaxShield Select com união curva padrão não ventilada substituível, pequeno	10



Acessórios

Código	Descrição	Qtd. Caixa
313-9529	Peça de cabeça sobresselente para BiTrac MaxShield™ de criança, tamanho extra pequeno	10
313-9528	Peça de cabeça sobresselente para BiTrac MaxShield de criança, tamanho extra extra pequeno	10
 313-9602	União curva ventilada substituível BiTrac Select de criança com válvula antiasfixia e tubo de extensão de 15 cm com conector rotativo de 22 M	10
313-9599	União curva padrão não ventilada substituível BiTrac Select	10




Tabela de tamanhos incluída

 ilustração

A BiTrac MaxShield, BiTrac MaxShield Select é fabricada pela Pulmonary Inc, EUA e distribuído pela Intersurgical Ltd

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir

Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS1.61_PT ▪ Edição 2 06.23



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 F: +351 219 108 559 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt

UK ▪ Ireland ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy ▪ Benelux ▪ Sweden ▪ Denmark ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ Czech Republic
Turkey ▪ South Africa ▪ China ▪ Japan ▪ Taiwan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Canada ▪ Colombia ▪ Australia