



## FilitaMask™

Máscara de oxigénio de concentração média com tubo para adulto



Oxigenoterapia e Aerossolterapia ▪ Oxigenoterapia



## Enfrentando o desafio de reduzir o risco de contágio

Um dos maiores desafios para os profissionais de saúde que estão na linha da frente é a incerteza do que vão enfrentar.

Os doentes com infeções respiratórias têm necessidades específicas e constituem um risco particular. As máscaras de oxigénio convencionais podem gerar uma nuvem de partículas a partir das portas de expiração que pode atingir uma distância de 0,4 metros<sup>[1][2]</sup>, o que resulta num risco potencial.

FiltaMask da Intersurgical combina um sistema de fornecimento de oxigénio com um meio de filtragem que cobre as portas de expiração. A FiltaMask destina-se ao uso em doentes com infeções respiratórias que podem ser uma fonte de patogénicos infecciosos aerossolizados e que também precisam de oxigénio suplementar.

A FiltaMask foi concebida para reduzir o risco para os paramédicos, o pessoal hospitalar e as visitas.

### Mais verde

Ao eliminar o PVC da máscara, o seu impacto ambiental foi drasticamente reduzido

### Vedante facial curvado para dentro

proporcionando um melhor grau de ajuste e conforto

### Meio de filtragem integrado

Reduz o risco de fuga de aerossóis

### Posicionamento sobre o mento

proporcionando um melhor ajuste a uma mais ampla gama de formatos de rosto

### Posição baixa do elástico

Evita traumatizar as orelhas do doente



Código	Descrição	Comprimento do tubo	Qtd por caixa 
1145000	Máscara FiltaMask, Eco de concentração média de oxigénio com tubo para adulto	2.1m	15

[Pedir informações](#)

[Ver vídeo](#)

#### Referências

(1) Airflows around Oxygen Masks. David S. Hui et al: Chest. 2006;130:822-826

(2) Exhaled Air Dispersion During Oxygen Delivery via a Simple Oxygen Mask. David S. Hui et al: Chest. 2007;132:540-546

 Produto com menor impacto ambiental

Por favor pense antes de imprimir Poupe energia e papel. Se têm de imprimir este folheto informativo imprima frente e verso.

IS10.20 PT • Issue 6 06.24



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,  
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal  
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd. está certificado com a ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e MDSAP



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda está certificado com a ISO 9001