



nFlow™

Sistema CPAP nasal para bebés



Cuidados Intensivos ▪ Sistemas Respiratórios



nFlow™

Concebido para cuidar

Muitas vezes, os pacientes mais pequenos precisam dos maiores cuidados. Segurança e conforto são cruciais para contribuir para os primeiros passos na vida dos bebés.

CPAP A escolha para os bebés

O sistema Intersurgical nFlow oferece uma solução completa de cuidados para O CPAP para bebés com tecnologia de «mudança de gás», proporciona uma opção de «trabalhos respiratórios» de baixo volume como alternativa ao ventilador CPAP.


nFlow é compatível com unidades condutoras de fluxo concebidas para funcionar a gás tecnologia de mudança CPAP, que proporciona uma maior pressão no sistema associado a este tratamento.

O sistema nFlow

O sistema nFlow system é fornecido com gerador montado, fio aquecido, tubo articulado e tubo ajustável esgotado tipo Superset de 10 mm para eliminação eficaz do gás. O sistema respiratório completo nFlow está livre de ftalato, inclusivé o tubo de diâmetro pequeno utilizado para monitorização e fornecimento de gás.




- [Pedir informações](#)
- [Saiba mais](#)
- [Ver vídeo](#)





Uma escolha de interfaces para pacientes e toucas

Interfaces para pacientes e toucas são fornecidas separadamente de forma a evitar desperdícios. Utilize a tabela dos tamanhos para escolher a opção certa para o seu paciente.




12 toucas

Disponíveis em separado em doze tamanhos codificados em cores. Cada touca inclui três fechos em Velcro® e pontos de fixação seguros.



Interface para pacientes

Máscaras e garras disponíveis em separado, e em quatro tamanhos. Fabricadas num agradável silicone suave para garantir uma aderência otimizada com o mínimo desperdício.



B Toucas



C Máscaras nasais



D Garras nasais





Para uma encomenda mais fácil. Para adquirir um sistema completo poderá escolher um código de produto de cada grupo assinalado de A a D. Em qualquer momento pode adquirir separadamente qualquer outro artigo de acordo com as suas necessidades.



Código	Descrição	Caixa	Qty.
A O sistema respiratório nFlow			
4700000	Sistema respiratório CPAP nFlow para bebés com fio aquecido, ≥ 1.6 m	12	
4700001	Sistema respiratório CPAP nFlow para bebés com fio aquecido, ≥ 1.8 m	10	
4700016	Sistema respiratório CPAP nFlow para bebés com fio aquecido Zcom linha de monitorização amovível, ≥ 1.6 m	10	
4708000	Kit silenciador nFlow	50	
4700011	Apertos de toucas de substituição nFlow	60	
B Toucas nFlow			
		Cor	Tamanho
4907009	Touca para bebé nFlow, marinho		Tamanho 9 (40 - 42 cm)
4907008	Touca para bebé nFlow, turquesa		Tamanho 8 (38 - 40 cm)
4907007	Touca para bebé nFlow, laranja		Tamanho 7 (36 - 38 cm)
4907006	Touca para bebé nFlow, vermelho		Tamanho 6 (34 - 36 cm)
4907005	Touca para bebé nFlow, verde		Tamanho 5 (32 - 34 cm)
4907004	Touca para bebé nFlow, laranja claro		Tamanho 4 (30 - 32 cm)
4907003	Touca para bebé nFlow, azul		Tamanho 3 (28 - 30 cm)
4907002	Touca para bebé nFlow, amarelo		Tamanho 2 (26 - 28 cm)
4907001	Touca para bebé nFlow, cinzento escuro		Tamanho 1 (24 - 26 cm)
4907110	Touca para bebé nFlow, rosa		Tamanho 0 (22 - 24 cm)
4907100	Touca para bebé nFlow, cinzento		Tamanho 00 (20 - 22 cm)
4907000	Touca para bebé nFlow, branco		Tamanho 000 (18 - 20 cm)
C Máscaras nasais nFlow			
		Cor	Tamanho
4716000	Máscaras nasais nFlow		Extra grande
4706000	Máscaras nasais nFlow		Grande
4705000	Máscaras nasais nFlow		Médio
4704000	Máscaras nasais nFlow		Pequeno
D Garras nasais nFlow			
		Cor	Tamanho
4703000	Garras nasais nFlow		Grande
4702000	Garras nasais nFlow		Médio
4701000	Garras nasais nFlow		Pequeno
4711000	Garras nasais nFlow		Extra pequeno

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir

Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS1.16 PT • issue 9 10.24



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177, Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd. está certificado com a ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e MDSAP



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda está certificado com a ISO 9001