



nFlow™ CosyFit

Sistema CPAP nasal para bebés



Cuidados Intensivos ▪ Sistemas Respiratórios



nFlow™ **CosyFit**

Projetado para cuidar

Os pacientes menores geralmente precisam de mais cuidados. Segurança e conforto são vitais para ajudar os bebês nos primeiros passos da vida.

Uma escolha para CPAP infantil

O sistema Intersurgical nFlow™ oferece uma solução completa de cuidados para CPAP infantil com tecnologia estabelecida de “gas flip”, proporcionando uma opção de baixo “trabalho respiratório” como alternativa ao CPAP do ventilador.

O gorro CosyFit

O gorro CosyFit torna a fixação do gerador simples e precisa e ajuda a criar um ajuste seguro, porém suave, até mesmo para os pacientes mais sensíveis.

Suporte de tubo


Design leve e seguro para fácil posicionamento e ajuste

Gravata de gorro


Macio e forte para manter um ajuste confortável e confiável durante todo o tratamento

Gorro

Disponível em 12 tamanhos, o gorro de algodão respirável nFlow CosyFit inclui 3 grandes almofadas de fixação para ajudar a garantir um ajuste suave e confortável para os pacientes menores e maiores.




A





Uma escolha de interfaces e coberturas para o paciente

As interfaces do paciente e as toucas CosyFit são fornecidas separadamente para evitar desperdícios. Use o guia de tamanhos fornecido para escolher a opção correta para o seu paciente.




12 gorros

Disponível separadamente em doze tamanhos codificados por cores. Cada touca CosyFit inclui 3 almofadas de fixação para fixar o suporte do tubo e as amarras da touca.



Interface do paciente

Máscaras e pontas estão disponíveis separadamente em quatro opções de tamanho. Feito de silicone macio e confortável para garantir um ajuste ideal ao paciente com desperdício mínimo.



B Bonés CosyFit



C Máscaras nasais



D Prongas nasais



Faça uma pergunta

Saiba mais

Ver vídeo



Facilitamos o pedido. Para fazer um sistema completo você pode escolher um produto do grupo A e B, e escolher uma interface de paciente de C e/ou D. A qualquer momento você pode solicitar itens separados de acordo com suas necessidades.



| Código | Descrição | Quantidade da caixa. | |
|---|---|--------------------------|----|
| A Sistemas respiratórios nFlow CosyFit | | | |
| 4800000 | Sistema respiratório CPAP infantil com fio aquecido nFlow CosyFit. ≥ 1,6m | 12 | |
| 4800001 | Sistema respiratório CPAP infantil com fio aquecido nFlow CosyFit ≥ 1.8m | 10 | |
| 4800016 | Sistema respiratório infantil CPAP com fio aquecido e linha de monitorização removível. ≥ 1.8m | 10 | |
| 4861000 | Sistema respiratório de fio aquecido CPAP infantil nFlow CosyFit para ventiladores Fabian™ com linha de monitorização removível. ≥ 1,8m | 10 | |
| B Gorro nFlow CosyFit | | | |
| | | Tamanho | |
| 4907009 | nFlow CosyFit, gorro infantil, azul marinho | Tamanho 9 (40 - 42 cm) | 10 |
| 4907008 | nFlow CosyFit, gorro infantil, turquesa | Tamanho 8 (38 - 40 cm) | 10 |
| 4907007 | nFlow CosyFit, gorro infantil, laranja | Tamanho 7 (36 - 38 cm) | 10 |
| 4907006 | nFlow CosyFit, gorro infantil, vermelho | Tamanho 6 (34 - 36 cm) | 10 |
| 4907005 | nFlow CosyFit, gorro infantil, verde | Tamanho 5 (32 - 34 cm) | 20 |
| 4907004 | nFlow CosyFit, gorro infantil, laranja claro | Tamanho 4 (30 - 32 cm) | 20 |
| 4907003 | nFlow CosyFit, gorro infantil, azul | Tamanho 3 (28 - 30 cm) | 20 |
| 4907002 | nFlow CosyFit, gorro infantil, amarelo | Tamanho 2 (26 - 28 cm) | 20 |
| 4907001 | nFlow CosyFit, gorro infantil, cinza escuro | Tamanho 1 (24 - 26 cm) | 20 |
| 4907110 | nFlow CosyFit, gorro infantil, rosa | Tamanho 0 (22 - 24 cm) | 20 |
| 4907100 | nFlow CosyFit, gorro infantil, cinza | Tamanho 00 (20 - 22 cm) | 20 |
| 4907000 | nFlow CosyFit, gorro infantil, branco | Tamanho 000 (18 - 20 cm) | 20 |
| C Máscaras nasais nFlow | | | |
| | | Tamanho | |
| 4716000 | Máscara nasal nFlow | Extra grande | 30 |
| 4706000 | Máscara nasal nFlow | Grande | 30 |
| 4705000 | Máscara nasal nFlow | Médio | 30 |
| 4704000 | Máscara nasal nFlow | Pequeno | 30 |
| D Pontas nasais nFlow | | | |
| | | Tamanho | |
| 4703000 | Pronga nasal nFlow | Grande | 30 |
| 4702000 | Pronga nasal nFlow | Médio | 30 |
| 4701000 | Pronga nasal nFlow | Pequeno | 30 |
| 4711000 | Pronga nasal nFlow | Extra Pequeno | 30 |

Fabian é uma marca registada da Acutronic Medical Systems.

IS1.59 ▪ Edição 3 08.23



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
 Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
 T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd é certificado pelas normas ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 e MDSAP

Por favor pense antes de imprimir
 Economize energia e papel.
 Se tiver de imprimir esta folha de informação, imprima-a em frente e verso.