



Incentivador respiratório

Aparelho de exercícios incentivados SPIRO-BALL® e aparelho de exercícios respiratórios TRI-BALL®



Oxigenoterapia e Aerosolterapia ▪ Fisioterapia respiratória

SPIRO-BALL®

O aparelho de exercícios SPIRO-BALL é um dispositivo de uso único, concebido para ajudar os doentes que foram submetidos a intervenções abdominais ou torácicas e para doentes com doenças associadas a uma diminuição da capacidade respiratória a recuperar a respiração normal. O dispositivo fornece um auxílio visual tanto para o doente como para o profissional de saúde, permitindo indicar e monitorizar o progresso. O profissional de saúde pode definir um objetivo de volume que o doente deve tentar atingir enquanto utiliza o dispositivo.

Indicador de fluxo

Controlo intuitivo do fluxo com um rosto sorridente

Tubo de inspiração

Tubo flexível com bocal



Indicador de target

Promova o exercício com o indicador de target

Dois filtros de partículas no sistema de inspiração

Minimiza o risco de inalação de corpos estranhos

Código	Descrição	Caixa Qtd.
1537000	Exercitador de Incentivo SPIRO-BALL® 4000 ml (adultos)	12
1539000	Exercitador de Incentivo SPIRO-BALL® 2500 ml (pediátrico)	12

TRI-BALL®

O TRI-BALL® incentiva o paciente a realizar uma inalação máxima prolongada, denominada técnica SMI (Inspiração Máxima Sustentada). A SMI é um exercício de respiração profunda e lenta que, quando repetido várias vezes por dia, pode reduzir as complicações respiratórias.

Tubo flexível com bocal

Inclui um filtro de partículas

Para uso por um único paciente

Reduz o risco de contaminação cruzada



Três bolas coloridas em compartimentos independentes

Permitem a realização de exercícios de três níveis diferentes de inspiração

Code	Description	Caixa Qtd.
1538000	Exercitador Respiratório TRI-BALL®	12

Ambos os produtos podem ser utilizados por um período de até 30 dias.

Tenha em atenção que estes produtos estão disponíveis apenas em mercados selecionados. Para mais informações, contacte o seu escritório local.

SPIRO-BALL® e TRI-BALL® são marcas registadas da Leventon S.A.U.

IS10.14 PT • Issue 7 01.25