



DART™

Dispositivo de atomização da mucosa intranasal




Gestão das vias aéreas ▪ Dispositivos de atomização

DART™ Dispositivo de atomização da mucosa intranasal

Atomização da mucosa de alta qualidade na palma das suas mãos

O DART é indicado para atomizar soluções através das membranas mucosas naso e orofaríngeas e proporciona uma administração precisa com um tamanho médio de partícula de aproximadamente 50 µm. Não é necessária uma linha IV e as soluções podem ser administradas de forma rápida e indolor. A administração de medicamentos atomizados resulta numa administração de início terapêutico semelhante à administração intravenosa. Não é necessária qualquer formação especial para uma adoção generalizada do sistema. O método de administração é indolor para o doente, ajudando-o a manter-se calmo numa situação de elevado stress.

A nossa gama DART de dispositivos de atomização da mucosa inclui uma série de opções de produtos para garantir que tem sempre a configuração ideal para as suas necessidades. Isto inclui opções com e sem seringa e uma opção com um adaptador de frasco, para maior comodidade e facilidade de utilização. Todos os dispositivos DART são de utilização num único doente e embalados em caixas de 25 unidades.



Código	Descrição	Quantidade por caixa
DART100	DART Dispositivo de atomização intranasal com seringa de 3 ml	25
DART110	DART Dispositivo de atomização intranasal com seringa de 1 ml	25
DART140	DART Dispositivo de atomização intranasal com seringa de 3 ml e adaptador para ampola.	25
DART300	DART Dispositivo de atomização intranasal sem seringa	25

Pedir informações

O DART é fabricado pela Pulmodyne Inc, e distribuído pela Intersurgical Ltd



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



Intersurgical Portugal
Unipessoal, Lda está
certificado com a ISO 9001

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir
Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir
esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS6.22 PT ▪ Issue 3 10.24