



# **DART-Reach™**

Dispositivo de atomização da mucosa laringotraqueal




**Gestão das vias aéreas** ▪ Dispositivos de atomização

## DART-Reach™ Dispositivo de atomização da mucosa laringotraqueal

### Fornecimento de atomização preciso e direto

O DART-Reach é indicado para atomizar soluções através das membranas mucosas naso, laringea e orofaríngea com um tamanho médio de partícula de aproximadamente 50 µm. A medicação pode ser administrada de forma rápida e eficaz em vias respiratórias difíceis com o DART-Reach. O dispositivo tem um estilete flexível, que permite uma abordagem personalizada e pode ser utilizado numa variedade de procedimentos, incluindo intubações com o paciente acordado, intubações difíceis, broncoscopia e ecocardiogramas transesofágicos.

A nossa gama DART-Reach inclui uma série de opções de produtos, incluindo opções com e sem seringa, bem como dois comprimentos diferentes de estilete (218 mm e 117 mm). Todos os dispositivos DART-Reach são de utilização num único doente e embalados em caixas de 25 unidades.



| Código   | Descrição                                                        | Quantidade por caixa |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| REACH600 | DART-Reach Dispositivo de atomização com seringa de 5 ml, 218 mm | 25                   |
| REACH700 | DART-Reach Dispositivo de atomização, 218 mm                     | 25                   |
| REACH720 | DART-Reach Dispositivo de atomização, 117 mm                     | 25                   |

Pedir informações

O DART-Reach é fabricado pela Pulmodyne Inc, e distribuído pela Intersurgical Ltd



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,  
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal  
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



Intersurgical Portugal  
Unipessoal, Lda está  
certificado com a ISO 9001

**Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir**  
Poupe energia e papel. Se necessitar realmente de imprimir  
esta informação, imprima em ambos os lados da folha.

IS6.23 PT ▪ Issue 3 10.24