



nFlow™ CosyFit

Sistema CPAP nasal para bebés



Cuidados Intensivos ▪ Sistemas Respiratórios



nFlow™ CosyFit

Projetado para cuidar

Os pacientes menores geralmente precisam de mais cuidados. Segurança e conforto são vitais para ajudar os bebês nos primeiros passos da vida.

Uma escolha para CPAP infantil

O sistema Intersurgical nFlow™ oferece uma solução completa de cuidados para CPAP infantil com tecnologia estabelecida de "gas flip", proporcionando uma opção de baixo "trabalho respiratório" como alternativa ao CPAP do ventilador.

Suporte de tubo

Design leve e seguro para fácil posicionamento e ajuste

Gravata de gorro



Macio e forte para manter um ajuste confortável e confiável durante todo o tratamento

Gorro

Disponível em 12 tamanhos, o gorro de algodão respirável nFlow CosyFit inclui 3 grandes almofadas de fixação para ajudar a garantir um ajuste suave e confortável para os pacientes menores e maiores.

O gorro CosyFit


O gorro CosyFit torna a fixação do gerador simples e precisa e ajuda a criar um ajuste seguro, porém suave, até mesmo para os pacientes mais sensíveis.





Uma escolha de interfaces e coberturas para o paciente

As interfaces do paciente e as toucas CosyFit são fornecidas separadamente para evitar desperdícios. Use o guia de tamanhos fornecido para escolher a opção correta para o seu paciente.




12 gorros

Disponível separadamente em doze tamanhos codificados por cores. Cada touca CosyFit inclui 3 almofadas de fixação para fixar o suporte do tubo e as amarras da touca.



Interface do paciente

Máscaras e pontas estão disponíveis separadamente em quatro opções de tamanho. Feito de silicone macio e confortável para garantir um ajuste ideal ao paciente com desperdício mínimo.



B Bonés CosyFit



C Máscaras nasais



D Prongas nasais




Faça uma pergunta

Saiba mais

Ver vídeo



Facilitamos o pedido. Para fazer um sistema completo você pode escolher um produto do grupo A e B, e escolher uma interface de paciente de C e/ou D. A qualquer momento você pode solicitar itens separados de acordo com suas necessidades.



	Código	Descrição	Quantidade da caixa.
A	Sistemas respiratórios nFlow CosyFit		
	4800000	Sistema respiratório CPAP infantil com fio aquecido nFlow CosyFit. ≥ 1,6m	12
	4800001	Sistema respiratório CPAP infantil com fio aquecido nFlow CosyFit ≥ 1.8m	10
	4800016	Sistema respiratório infantil CPAP com fio aquecido e linha de monitorização removível. ≥ 1.8m	10
B	Gorro nFlow CosyFit		Tamanho
	4907009	nFlow CosyFit, gorro infantil, azul marinho	Tamanho 9 (40 - 42 cm) 10
	4907008	nFlow CosyFit, gorro infantil, turquesa	Tamanho 8 (38 - 40 cm) 10
	4907007	nFlow CosyFit, gorro infantil, laranja	Tamanho 7 (36 - 38 cm) 10
	4907006	nFlow CosyFit, gorro infantil, vermelho	Tamanho 6 (34 - 36 cm) 10
	4907005	nFlow CosyFit, gorro infantil, verde	Tamanho 5 (32 - 34 cm) 20
	4907004	nFlow CosyFit, gorro infantil, laranja claro	Tamanho 4 (30 - 32 cm) 20
	4907003	nFlow CosyFit, gorro infantil, azul	Tamanho 3 (28 - 30 cm) 20
	4907002	nFlow CosyFit, gorro infantil, amarelo	Tamanho 2 (26 - 28 cm) 20
	4907001	nFlow CosyFit, gorro infantil, cinza escuro	Tamanho 1 (24 - 26 cm) 20
	4907110	nFlow CosyFit, gorro infantil, rosa	Tamanho 0 (22 - 24 cm) 20
	4907100	nFlow CosyFit, gorro infantil, cinza	Tamanho 00 (20 - 22 cm) 20
	4907000	nFlow CosyFit, gorro infantil, branco	Tamanho 000 (18 - 20 cm) 20
C	Máscaras nasais nFlow		Tamanho
	4716000	Máscara nasal nFlow	Extra grande 30
	4706000	Máscara nasal nFlow	Grande 30
	4705000	Máscara nasal nFlow	Médio 30
	4704000	Máscara nasal nFlow	Pequeno 30
D	Pontas nasais nFlow		Tamanho
	4703000	Pronga nasal nFlow	Grande 30
	4702000	Pronga nasal nFlow	Médio 30
	4701000	Pronga nasal nFlow	Pequeno 30
	4711000	Pronga nasal nFlow	Extra Pequeno 30

Fabian é uma marca registada da Acutronic Medical Systems.

IS1.59 ▪ Edição 4 01.26



Intersurgical Portugal Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd é certificado
pelas normas ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 e MDSAP

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy
Japan ▪ Lithuania ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA