



TrachSeal™

Sistemas fechados de aspiração



Cuidados intensivos ▪ TrachSeal



TrachSeal™

Sistemas fechados de aspiração

Sempre que qualquer parte de um sistema respiratório é aberta à atmosfera, podem ocorrer vários problemas, tanto para o doente como para o pessoal de enfermagem:

- Há uma perda imediata da pressão positiva expiratória (PEEP) para o doente e um potencial compromisso da sua ventilação
- A dessaturação de oxigénio pode ter impacto no estado geral do doente
- Bactérias e outros agentes patogénicos podem entrar nos pulmões através da introdução de um cateter aberto
- O reflexo da tosse do doente pode colocar o prestador de cuidados de saúde em risco de infeções cruzadas

Desde a introdução dos sistemas de aspiração fechados em 1987, foi oferecida aos prestadores de cuidados de saúde uma solução para manter o sistema respiratório e, consequentemente, a PEEP, intactos, resultando numa ventilação do doente sem compromissos.

O sistema fechado de aspiração permite que o médico limpe as secreções dos pulmões do doente, mantendo simultaneamente a ventilação do doente e minimizando as contaminações, com um nível mínimo de perturbação para o doente.

Prevention of VAP

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é uma infeção adquirida no hospital, que pode ser eficazmente combatida através da aplicação de determinadas estratégias. Tem um impacto significativo na saúde do doente, na duração do internamento e nos custos hospitalares.

Os sistemas fechados de aspiração reduzem a probabilidade de contaminação por bactérias que causam a PAV. A manutenção de um sistema de ventilação fechado faz parte do conjunto de precauções associadas ao uso de ventiladores, concebidas para reduzir a incidência de PAV a nível hospitalar.

Outro fator importante no controlo de infeções é o reflexo de tosse do doente. Ao utilizar um sistema de sucção fechado, o prestador de cuidados reduz o risco de infeção cruzada por agentes patogénicos em aerossol.

Intersurgical TrachSeal Sistemas fechados de aspiração

O TrachSeal apresenta uma manga ultra transparente, mais macia, que permite ao médico sentir melhor a inserção do cateter com uma visibilidade óptima das avaliações de obstrução.

A nossa válvula de controlo da aspiração responde e permite o controlo da força de aspiração aplicada com apenas uma mão. O dispositivo de bloqueio foi concebido a fim de prevenir a aplicação acidental de aspiração.



TrachSeal Sistemas fechados de aspiração para adultos

Os sistemas fechados de aspiração Trachseal estão disponíveis para uma utilização durante 24 ou 72 horas, dependendo das necessidades do doente. Existem dois comprimentos diferentes que permitem a ligação a tubos endotraqueais ou tubos de traqueostomia. Os sistemas para ligação a tubos endotraqueais apresentam um cateter com 54 cm de comprimento e os tubos de traqueostomia apresentam um cateter com 30,5 cm de comprimento.

Todos os sistemas Intersurgical TrachSeal são fornecidos com:

1. Etiquetas de utilização diária que permitem identificar facilmente quando é necessário trocar o dispositivo
2. 2. Tubos de ligação 15F–22F para uma ligação flexível ao doente
3. Um dispositivo de desconexão para desligar o sistema fechado de aspiração dos tubos endotraqueais e de traqueostomia com um nível de desconforto mínimo para o doente



Pedir informações

Ver vídeo



TrachSeal 24 horas

Código	Descrição	Cor	Tamanho	Caixa Qtd.
3240002	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas	●	F16	15
3240001	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas	●	F14	15
3240000	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas	○	F12	15
3240003	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas	●	F10	15
3240007	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas	●	F16	15
3240006	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas	●	F14	15
3240005	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas	○	F12	15
3240004	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas	●	F10	15

TrachSeal 72 horas

Código	Descrição	Cor	Tamanho	Caixa Qtd.
3720002	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas	●	F16	15
3720001	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas	●	F14	15
3720000	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas	○	F12	15
3720003	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas	●	F10	15
3720007	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas	●	F16	15
3720006	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas	●	F14	15
3720005	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas	○	F12	15
3720004	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas	●	F10	15



TrachSeal 24 horas com ampolas de solução salina

Código	Descrição	Cor	Tamanho	Caixa Qtd.
3241002	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F16	15
3241001	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F14	15
3241000	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas, com 10 ampolas de solução salina	○	F12	15
3241003	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 24 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F10	15
3241007	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F16	15
3241006	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F14	15
3241005	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas, com 10 ampolas de solução salina	○	F12	15
3241004	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 24 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F10	15

TrachSeal 72 horas com ampolas de solução salina

Código	Descrição	Cor	Tamanho	Caixa Qtd.
3721002	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F16	15
3721001	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F14	15
3721000	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	○	F12	15
3721003	TrachSeal Sistema fechado de aspiração endotraqueal para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F10	15
3721007	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F16	15
3721006	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F14	15
3721005	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	○	F12	15
3721004	TrachSeal Sistema fechado de aspiração de traqueostomia para adulto, 72 horas, com 10 ampolas de solução salina	●	F10	15

Acessórios

Código	Descrição	Caixa Qtd.
3022000	Acessório de ramificação do tubo de aspiração para sistemas fechados de aspiração e linhas de cuidados orais	25

Por favor, considere o meio ambiente antes de imprimir

Folheto informativo e papel. Se não for necessário, não imprimir. Para mais informações, consulte o site www.intersurgical.pt

IS1.27 PT • Issue 11 10/24



Intersurgical Portugal Unipessoal, Lda, Avenida Pedro Álvares Cabral – 177,
Centro Empresarial Sintra Estoril 1, Armazém C, 2710-144 Sintra, Portugal
T: +351 219 108 550 info@intersurgical.pt www.intersurgical.pt



O fabricante Intersurgical Ltd.
está certificado com a
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 e MDSAP



Intersurgical Portugal
Unipessoal, Lda está
certificado com a ISO 9001